




Resultados que Fazem a diferença

Melhore os resultados, o fluxo de trabalho e transforme a prestação de cuidados nas vias clínicas com o sistema de análise de sangue epoc®


Uma gasometria completa: painel metabólico básico com hematócrito e lactato, em um único cartão-teste estável à temperatura ambiente

13 analitos em um único cartão-teste




- Estoque em temperatura ambiente
- Código de barras com lote e validade, para um reconhecimento de painel livre de erros
- Amostras de 92 µL : sangue completo arterial, venoso, ou capilar
- Controle de qualidade e gestão de inventário simplificados

BUN [mg/dL]



TCO₂ [mmol/L]



Valores calculados:

- cHCO₃⁻
- cSO₂
- AGapK
- e agora:
- cTCO₂
- cHgb
- GFRmdr*
- GFRrckd†
- BE(ecf)
- AGap
- GFRmdr-a*
- GFRrckd-a†
- BE(b)
- GFRswz‡
- BUN/Crea
- Uréia/Crea

Estudos comparativos dos métodos foram realizados nos três locais.

*IDMS rastreável tipo MDRD
 †equação CKD-EPI
 ‡equação Bedside-Schwartz
 §I-STAT CHEM8+

epoc® e todas as marcas associadas são trademarks da Siemens Healthcare Diagnostics Inc., ou suas filiais. Todos os demais trademarks e marcas são propriedade dos respectivos donos.

A disponibilidade do produto pode variar de acordo com o país, e está sujeita à legislação regulatória variada. Para consultar a disponibilidade, favor contatar seu representante local.

Siemens Healthineers Diagnósticos LTDA
 Av. Mutinga, 3800
 4º e 5º andares – Pirituba
 05110-902 – São Paulo – SP
 CAS 0800 55 4838
www.siemens-healthineers.com/br

Publicado por
 Siemens Healthcare Diagnostics
 Inc. Point of Care Diagnostics
 2 Edgewater Drive
 Norwood, MA 02062-4637
 USA
 Phone: +1 781-269-3000